

Поликлональные Кроличьи Антитела К Mark2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q7Kzi7

Артикул: CM0021910



введение

Кроличьи поликлональные антитела к MARK2, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования клеточной полярности, динамики микротрубочек и нейрональной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MARK2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2011
GeneID	2011
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-455 человеческого белка MARK2 (Q7KZI7).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q7KZI7
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Холодовой пакет