


Поликлональное Кроличье Антитело К Mars Для Вб, Игх-П, Ифа — P56192

Артикул: CM0027328



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело к человеческому MARS (метионин-тРНК-лигаза), валидированное для ВБ, ИГХ-П и ИФА. Обнаруживает MARS человека и крысы, идеально подходит для исследований синтеза белка и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MARS Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MRS; ILLD; MARS; TTD9; CMT2U; ILFS2; METRS; MTRNS; SPG70
Вид	Человек
ID гена (человек)	4141
ID гена	4141
Иммуноген	Рекомбинантный белок/Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-270 человеческого MARS (NP_004981.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P56192
Молекулярная масса белка	101 кДа
Доставка	Хладоэлемент