

Кроличыи Поликлональные Антитела K Marveld1 Для Wb, Elisa - Q9Bsk0

Артикул: CM0019342

введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку MARVELD1 человека (идентификатор гена: 83742) для применения в методах WB и ELISA. Валидированы для образцов человека, мыши и крысы. Полезны для изучения механизмов регуляции клеточного цикла и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к MARVELD1
Примечания/Синонимы	GB14; MARVD1; MRVLDC1; bA548K23.8; MARVELD1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	83742
Идентификатор гена	83742
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-50 MARVELD1 человека (NP_113672.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BSK0
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом