


Поликлональное Антитело Кролика Против MarvelD2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N4S9

Артикул: CM0025962



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на MARVELD2 (трицеллюлин), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Важно для исследований плотных контактов и потери слуха.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против MARVELD2
Примечания/Альтернативные названия	Tric; DFNB49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2
Вид	Человек
GeneID	153562
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 белка MARVELD2 человека (NP_001033692.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N4S9
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом