


Анти-Marveld2 (Tricellulin) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q8N4S9

Артикул: CM0012924



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого MARVELD2 (трицеллюлина), валидированная для WB и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований плотных контактов и глухоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MARVELD2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Tric; DFNB49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	153562
GeneID	153562
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-195 человеческого MARVELD2 (NP_001033692.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N4S9
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	В ледяном пакете