

Кроличья Поликлональная Антитело Против Mas1L Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P35410

Артикул: CM0013969

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого MAS1L (MRG, MAS1-подобный), валидированное для WB и ELISA. Идеально подходит для исследований мембранных рецепторов и GPCR-рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAS1L Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MRG; MAS-L; dJ994E9.2; MAS1L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	116511
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого MAS1L (NP_443199.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35410
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	С ледяным пакетом