

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Masp1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P48740

Артикул: CM0028079



введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела против MASP1 (UniProt P48740), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Препарат нацелен на сериновую протеазу 1, связывающую маннан, — ключевой инициатор лектинового и альтернативного путей системы комплемента; идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MASP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	3MC1; MAP1; MASP; RaRF; CRARF; MAP-1; MASP3; Map44; PRSS5; CRARF1; MASP-3; MASP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5648
GeneID	5648
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 20-300 человеческого MASP1 (NP_001870.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48740
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	Сухой лед