

Кроличья Моноклональная Антитело Против Химазы Тучных Клеток (Cma1) Для Wb, Ihc-P, Elisa — P23946

Артикул: CM0002855



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческой химазы тучных клеток (CMA1). Идеально подходит для WB, ИHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным гомологами. Валидировано для исследований протеазы химазы в биологии тучных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к химазе тучных клеток (CMA1)
Примечания/Синонимы	СУН; MCT1; химаза; химаза тучных клеток (CMA1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	1215
GeneID	1215
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислотных остатков 148-247 человеческой химазы тучных клеток (CMA1) (P23946).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23946
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом