

Кроличьи Поликлональные Антитела К Mat1A Для Wb, Elisa - Q00266

Артикул: CM0027753



введение

Кроличьи поликлональные антитела к MAT1A (изоформа 1 S-аденозилметионин-синтазы). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Иммуноген: рекомбинантный слитный белок (а.о. 1-395). Подходит для исследований одноуглеродного метаболизма и заболеваний печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAT1A Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MAT; SAMS; MATA1; SAMS1; MAT1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	4143
ID гена	4143
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-395 человеческого MAT1A (NP_000420.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00266
Молекулярная масса белка	44кДа
Доставка	С хладоэлементом