

Поликлональное Антитело Против Mat2A Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P31153

Артикул: CM0029885



введение

Кроличье поликлональное антитело MAT2A, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Нацелено на изоформу типа 2 S-аденозилметионин синтазы, ключевой фермент одноуглеродного метаболизма. Идеально для исследований метилирующих путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против MAT2A (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	MATA2; MATII; SAMS2; MAT2A
Вид	Человек
GeneID	4144
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий аминокислоты 1-395 человеческого MAT2A (NP_005902.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31153
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом