

Кроличье Моноклональное Антитело Против Mat2A Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P31153

Артикул: CM0003556



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MAT2A, валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Нацелено на изоформу S-аденозилметионинсинтазы тип-2, ключевую в одноуглеродном метаболизме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAT2A Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MAT2A; MATII; SAMS2; MAT2A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4144
GeneID	4144
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MAT2A (P31153).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31153
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом