


Анти-Matk Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - P42679

Артикул: CM0029270



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против MATK для WB, IHC-P и ELISA. Реагируют с MATK человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения трансдукции сигналов в кроветворных клетках и регуляции киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MATK Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CHK; CTK; HYL; Lsk; HYLTK; HHYLTk; MATK
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4145
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 352-466 MATK человека (NP_647611.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42679
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом