

Анти-Matn3 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O15232

Артикул: CM0027276

введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого MATN3, валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для исследований внеклеточного матрикса хряща.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MATN3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	HOA; OS2; EDM5; DIPOA; OADIP; SEMDBCD; MATN3
Вид	Человек
ID гена	4148
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 277-486 человеческого MATN3 (NP_002372.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O15232
Молекулярный вес белка	53 кДа
Доставка	Сумка со льдом