

Кроличье Поликлональное Антитело Против Matn4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95460

Артикул: CM0027063

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MATN4 (матрилин-4), белок внеклеточного матрикса хряща. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИФА; перекрестно реагирует с человеческим, мышиным, крысиным белком. Подходит для исследований внеклеточного матрикса и развития скелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MATN4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MATN4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8785
ID гена	8785
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 221-540 человеческого MATN4 (NP_085080.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95460
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом