

Кроличье Поликлональное Антитело Против Матрилина-2 (Matn2) Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O00339

Артикул: CM0021006

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Матрилин-2 (MATN2), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Детектирует белок массой 107 кДа; перекрестно реагирует с человеческим и крысиным белком. Идеально для исследований сборки внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MATN2 Кроличье pAb
Примечания/Алиас	MATN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4147
GeneID	4147
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 800 до С-конца человеческого MATN2 (NP_001304677.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O00339
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	В пакете со льдом