

Анти-Матрин 3 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43243

Артикул: CM0002302

введение

Это кроличье моноклональное антитело к Матрину 3 специфически обнаруживает человеческий Матрин 3 (P43243) и перекрестно реагирует с мышами и крысами. Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA, размер целевого белка ~95 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Матрин 3 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	MPD2; ALS21; VCPDM; Матрин 3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9782
ID гена	9782
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700-800 человеческого Матрина 3 (P43243).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43243
Молекулярный вес белка	95kDa
Доставка	Сумка со льдом