

Кроличыи Поликлональные Антитела К Белку Matrin 3 Для ВБ, Игг-П, Иф/Мкк, Ифа — P43243

Артикул: CM0028922

введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку Matrin 3 (P43243), валидированные для ВБ, ИГГ-П, ИФ/МКК, ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения ядерного матрикса, транскрипции, связывания РНК и сигналинга врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Matrin 3 Кролик pAb
Примечания/алиасы	MPD2; ALS21; VCPDM; Matrin 3
Вид	Человек
GeneID (человек)	9782
GeneID	9782
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 747-847 белка человека Matrin 3 (NP_001181884.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P43243
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	Холодильный пакет