

Кроличье Моноклональное Антитело Против Матриксной Металлопротеиназы-11 (Mmp11/Стромелизин-3) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P24347

Артикул: CM0002042

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческой MMP11, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует MMP11 в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований в области онкологии и биологии стромы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MMP11 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ST3; SL-3; STMY3; MMP11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4320
GeneID	4320
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 389-488 человеческой MMP11 (P24347).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24347
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом