


Моноклональное Антитело Anti-Mbd3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — 095983

Артикул: CM0006208



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого MBD3. Валидировано для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Распознаёт MBD3 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ремоделирования хроматина и глушения генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к MBD3
Примечания/синоним	MBD3; белок 3, связывающий домен метил-CpG
Вид	Человек
GeneID (человек)	53615
GeneID	53615
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого MBD3 (095983)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	095983
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом