

Кроличья Поликлональная Антитела Против Mbd3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - 095983

Артикул: CM0022246



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого MBD3 — компонента комплекса NuRD, который ремоделирует хроматин и репрессирует транскрипцию. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Предсказанная молекулярная масса — 33 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MBD3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MBD3
Вид происхождения антигена	Человек
GeneID (человек)	53615
GeneID	53615
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-255 человеческого MBD3 (NP_001268383.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	095983
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	С ледяным пакетом