


Поликлональные Антитела Против Mbl2 Для Вб, Игх-П, Ифа - P11226

Артикул: CM0025177



введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого MBL2 (манноз-связывающий лектин), валидированы для ВБ, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Идеально подходит для изучения лектинового пути комплемента в исследованиях врожденного иммунитета. - P11226

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MBL2 кроличьи пА
Примечания/Альтернативные названия	MBL; MBP; MBP1; MBPD; MBL2D; MBP-C; COLEC1; HSMBPC; MBL2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4153
ID гена	4153
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-248 человеческого MBL2 (NP_000233.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P11226
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Хладопакет