

Поликлональные Антитела Против Mbnl1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nr56

Артикул: CM0026895



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого MBNL1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA).
Перекрестная реакция с мышью и крысой.
Полезны для изучения регуляции альтернативного сплайсинга в биологии мышц и сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MBNL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EXP; MBNL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4154
ID гена	4154
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 280-380 человеческого MBNL1 (NP_997176.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NR56
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом