

Кроличья Моноклональная Антитело К Mbnl1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr56

Артикул: CM0004273



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к MBNL1, валидированное для применений WB, IF/ICC, ELISA со специфичностью к человеку. Идеально подходит для исследований регуляции альтернативного сплайсинга, опосредованного белком 1 типа мышечной слепоты, включая процессинг пре-мРНК кардиального тропонина Т и инсулинового рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MBNL1 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	EXP; MBNL; MBNL1
Вид	Человек
ID гена	4154
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 289-388 человеческого MBNL1 (Q9NR56).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NR56
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодильный пакет