

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Mbnl1 Для Вестерн-Блоттинга - Q9Nr56

Артикул: CM0030804



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого MBNL1, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC) и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения альтернативного сплайсинга и биологии мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MBNL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EXP; MBNL; MBNL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4154
GeneID	4154
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-382 человеческого MBNL1 (NP_997176.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NR56
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка-холододоэлемент