

Моноклональное Антитело Против Рецептора Mc1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q01726

Артикул: CM0002968



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого рецептора MC1 (MSH-R) для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Валидировано для исследований сигналинга меланокортинов и пигментации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MC1 Receptor Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	CMM5; MSH-R; SHEP2; MC1 Receptor
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4157
GeneID	4157
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого рецептора MC1 (Q01726)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01726
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом