

Поликлональное Антитело К Рецептору Mc1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q01726

Артикул: CM0014274



введение

Поликлональное антитело к рецептору MC1, полученное из кролика, валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Нацелено на рецептор меланоцит-стимулирующего гормона, участвующий в меланогенезе. Идеально для исследований передачи сигналов GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к рецептору MC1 из кролика (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	CMM5; MSH-R; SHEP2; MC1 Receptor
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4157
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-317 рецептора MC1 человека (NP_002377.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01726
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом