


Поликлональные Антитела Против MC2R Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q01718

Артикул: CM0029901



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против MC2R, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Обнаруживают эндогенный MC2R в образцах человека и мыши. Идеально подходят для исследования функции коры надпочечников, высвобождения кортизола и сигнальных путей GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против MC2R
Примечания/Псевдоним	ACTHR; MC2R
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4158
GeneID	4158
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого MC2R (NP_000520.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q01718
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом