


Кроличье Моноклональное Антитело Против Рецептора Mc5 Для Wb, Elisa — P33032

Артикул: CM0011347



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против рецептора MC5 человека (MC5R, MC-2) для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным рецептором. Идеально подходит для исследований сигнализации через GPCR и меланокортиновой системы. Прогнозируемая молекулярная масса — 37 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к рецептору MC5
Примечания/алиасы	MC2; MC5 Receptor
Вид	Человек
GeneID	4161
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 рецептора MC5 человека (P33032).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33032
Молекулярная масса белка	37кДа
Доставка	Холодовой пакет