


Поликлональное Антитело Кролика Против Mcat Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Ivs2

Артикул: CM0017562



введение

Поликлональное антитело кролика MCAT для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA); мишень — малонил-КоА-ацил-несущий белок трансацилаза человека, митохондриальная; рекомбинантный иммуноген, 43 кДа. Идеально для исследований биосинтеза жирных кислот и митохондриальной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика MCAT
Примечания/Алиасы	MT; MCT; MCT1; fabD; NET62; FASN2C; MCAT
Вид	Человек
GeneID (человек)	27349
GeneID	27349
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 191-390 белка MCAT человека (NP_775738.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IVS2
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом