


Поликлональное Антитело Anti-Mccc1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q96Rq3

Артикул: CM0014812



введение

Это кроличье поликлональное антитело нацелено на человеческий MCCC1 и валидировано для применения в WB, IHC-P и ELISA. Оно перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы, поддерживая исследования метаболизма лейцина и связанных с ним нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCCC1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MCCA; MCC-B; MCCCalpha; MCCC1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	56922
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 640–725 человеческого MCCC1 (NP_064551.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96RQ3
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом