


Поликлональные Антитела Против Мсcc2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9Hcc0

Артикул: CM0017390



введение

Кроличьи поликлональные антитела против MCCC2 (MCCB), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения метилкротонил-KoA-карбоксилазы в катаболизме лейцина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCCC2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MCCB; MCCCbета; MCCC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64087
GeneID	64087
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 284-563 человеческого MCCC2 (NP_071415.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HCC0
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Сухой лед