


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Mccc2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hcc0

Артикул: CM0025965



введение

Поликлональные кроличьи антитела против MCCC2 (MCCB), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований катаболизма лейцина и митохондриальной карбоксилазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCCC2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MCCB; MCCCbeta; MCCC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64087
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 284-563 человеческого MCCC2 (NP_071415.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HCC0
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка со льдом