

Поликлональные Антитела Против Mchr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q99705

Артикул: CM0021737



введение

Кроличьи поликлональные антитела против MCHR1 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными белками. MCHR1 — это ГПКР, регулирующий питание, энергетический баланс и сон. Идеально подходят для исследований в области нейронауки и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCHR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SLC1; GPR24; MCH1R; SLC-1; MCH-1R; MCHR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2847
GeneID	2847
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-95 человеческого MCHR1 (NP_005288.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99705
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом