

Поликлональное Кроличье Антитело К Mcl1 Для Вб - Q07820

Артикул: CM0023569



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому MCL1 (Mcl-1, Bcl2-L-3) для вестерн-блата. Обнаруживает все изоформы; участвует в регуляции апоптоза. Иммуноген — пептид в области аминокислот 100-200.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к MCL1
Примечания/Синонимы	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Вид реагируемого белка	Человек
ID гена (человек)	4170
ID гена	4170
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого MCL1 (NP_068779.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q07820
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Хладоэлемент