

Анти-Mcm10 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7L590

Артикул: CM0024859

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого MCM10, фактора инициации репликации ДНК. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Идеально подходит для изучения репликативного стресса и стабильности генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCM10 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	CNA43; DNA43; IMD80; PRO2249; MCM10
Вид	Человек
Идентификатор гена (GenelD)	55388
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 616-875 человеческого MCM10 (NP_877428.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q7L590
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Сумка со льдом