


Антитело Кролика Против Mcm2 (Моноклональное) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49736

Артикул: CM0005776



введение

Моноклональное антитело кролика против фактора лицензирования репликации ДНК MCM2, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на человеке, мыши, крысе. Подходит для изучения клеточного цикла, репликации ДНК и онкогенеза. Надежное сырье для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCM2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	BM28, CCNL1, CDCL1, cdc19, DFNA70, D3S3194, MITOTIN, MCM2
Вид	Человек
ID гена	4171
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-288 человеческого MCM2 (NP_004517.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49736
Молекулярный вес белка	102кДа
Доставка	Сумка со льдом