


Кроличье Моноклональное Антитело Против Mcm2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P49736

Артикул: CM0002601



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок MCM2, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований репликации ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCM2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
Вид	Человек
GeneID	4171
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого белка MCM2 (P49736).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49736
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом