


Кроличья Поликлональная Антитела Против Msm2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P49736

Артикул: CM0016309



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий MCM2, фактор лицензирования репликации ДНК. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеческому и мышиному белкам. Подходят для исследований клеточного цикла и репликации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к MCM2
Примечания/Альтернативные названия	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4171
GeneID	4171
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 360-700 человеческого белка MCM2 (NP_004517.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS-PROT	P49736
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом