


Моноклональное Кроличье Антитело Против Mcm3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — P25205

Артикул: CM0003123



введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело против человеческого MCM3 (P25205) для вестерн-блоттинга, ИHC, IF, IP и ELISA. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репликации ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCM3 Rabbit mAb
Примечания/псевдонимы	HCC5; P1.h; RLFB; P1-MCM3; MCM3
Вид	Человек
GeneID (человек)	4172
GeneID	4172
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25205
Молекулярная масса белка	91кДа
Доставка	Айс-бокс