


Кроличья Поликлональная Антитело Против Mcm3 Для Wb, Ip, Elisa - P25205

Артикул: CM0013573



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого MCM3. Валидирована для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA), перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований репликации ДНК и клеточного цикла. UniProt: P25205.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCM3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HCC5; P1.h; RLFb; P1-MCM3; MCM3
Вид	Человек
ID гена (человек)	4172
ID гена	4172
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–295 человеческого MCM3 (NP_002379.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25205
Молекулярная масса белка	91 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающей жидкости