


Моноклональное Антитело Против Msm4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P33991

Артикул: CM0010611



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок MCM4, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с MCM4 мыши и крысы. Идеально для исследований репликации ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCM4 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4
Вид	Человек
GeneID (человек)	4173
GeneID	4173
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 764-863 человеческого белка MCM4 (P33991)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33991
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом