


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Mcm5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P33992

Артикул: CM0014895



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий MCM5, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Реагируют с MCM5 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований репликации ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	MCM5 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
Вид	Человек
GeneID (человек)	4174
GeneID	4174
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-230 человеческого MCM5 (NP_006730.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33992
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Холодильный пакет