


Кроличье Моноклональное Антитело Против Msm6, Валидированное Методом Нокаута/Нокдауна (Kd Validated) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14566

Артикул: CM0002825



введение

Кроличье моноклональное антитело против MCM6, валидированное методом нокаута/нокдауна (KD Validated) для Вестерн-блоттинга и ИФА; детектирует человеческий и мышинный белок MCM6 (Q14566), ключевой фактор лицензирования репликации ДНК в составе хеликазного комплекса CMG, обеспечивающий однократную репликацию за клеточный цикл.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] MCM6 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	Mis5; P105MCM; MCG40308; [KO/KD Validated] MCM6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4175
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 601-821 человеческого белка MCM6 (NP_005906.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь
SWISS-PROT	Q14566
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом