


Кроличья Поликлональная Антитело К Mcm6 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14566

Артикул: CM0020505



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого MCM6, валидированная для Вестерн-блота, IF/ICC, IP и ELISA. Реагирует с человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репликации ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCM6 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	Mis5; P105MCM; MCG40308; MCM6
Вид	Человек
ID гена (человек)	4175
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 562-821 человеческого MCM6 (NP_005906.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14566
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	Айс-бокс