


Кроличье Моноклональное Антитело Против Mcm7 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33993

Артикул: CM0003060



введение

Кроличье моноклональное антитело против MCM7, валидированное для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Распознает человеческий MCM7 — субъединицу репликативной геликазы MCM2-7, необходимой для репликации ДНК. Подходит для исследования клеточного цикла и репликации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCM7 кроличье мАт
Примечания/алиасы	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3; MCM7
Вид	Человек
ID гена (человек)	4176
ID гена	4176
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 600-700 человеческого MCM7 (P33993).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P33993
Молекулярная масса белка	81 кДа
Доставка	Айс-пак