


Анти-Mcoln2 (Trpml2) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8lzk6

Артикул: CM0018787



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого MCOLN2 (TRPML2), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеком и крысой. Полезно для изучения функции лизосомальных ионных каналов, мембранного трафика и иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCOLN2 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	TRPML2; TRP-ML2; MCOLN2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	255231
ID гена	255231
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-275 человеческого MCOLN2 (NP_694991.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8lzk6
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Ледяной пакет