


Поликлональные Антитела Против Mct1/Slc16A1 Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P53985

Артикул: CM0025699



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому MCT1/SLC16A1, валидированные для ВБ, ИФ/ИК и ИФА. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белком. Подходят для изучения транспорта монокарбоксилатов и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCT1/SLC16A1 кроличьи пАб
Примечания/алиасы	MCT; NHE7; MCT1; MCT1D; MCT1/SLC16A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6566
GeneID	6566
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 190-245 человеческого MCT1 (NP_003042.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53985
Молекулярная масса белка	54кДа
Доставка	Холодовой пакет