

Поликлональное Антитело Кролика Против Anti-Mct4/Slc16A3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O15427

Артикул: CM0014117

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на MCT4/SLC16A3, транспортер монокарбоновых кислот. Валидировано для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Для исследовательского использования при изучении транспорта лактата и метаболических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCT4/SLC16A3, поликлональное антитело кролика
Примечания/синонимы	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4; MCT4/SLC16A3
Вид	Человек
GeneID (человек)	9123
GeneID	9123
Иммуноген	Рекомбинантный белок / рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 410-465 человеческого MCT4/SLC16A3 (NP_004198.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15427
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом