

Анти-Mcu Моноклональное Антитело (Валидировано На Ko) Для Wb, Elisa - Q8Ne86

Артикул: CM0003439

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого MCU, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий, мышиный и крысиный MCU (40 кДа). Подходит для исследований митохондриального захвата кальция и клеточной физиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] MCU кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; CU
Вид	Человек
GeneID (Человек)	90550
GeneID	90550
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 51-170 человеческого MCU (NP_612366.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NE86
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом