

Поликлональные Антитела Против Msi Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх, Ифа - Q8Ne86

Артикул: CM0020063



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого митохондриального кальциевого унипортера MCU. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Поддерживают исследования митохондриального кальциевого сигналинга и клеточной биоэнергетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MCU Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
Вид	Человек
ID гена (Человек)	90550
ID гена	90550
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 51-170 человеческого MCU (NP_612366.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NE86
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент